



## Инструкция по настройке сканера штрих-кода.

Для корректной работы сканера, необходимо обновить клиента. Скачать обновление от **12.01.2018** можно с сайта аптек Алтая [www.apal22.ru](http://www.apal22.ru), раздел **льгота**.



Нажимаем кнопку «*Настройки*»




вкладка «*Периферия*», далее в зависимости от типа подключения сканера выставляем галки.

USB-порт:



Примечание, обязательно выставить задержку в **150 мс**, данный вид сканера работает **ТОЛЬКО В английской раскладке**, в русской даёт ошибку «*Отсканирован не рецепт*»

COM-порт:



Примечание, надо выставить номер порта, как правило, это будет **COM1** или **COM2**. (хотя в некоторых аптеках встречается **5** или **10** порт)

Далее нажать кнопку «**Принять**», после чего следует перезапустить программу.